

Glutaraldehído al 2% Deef-Glut

Desinfectante de amplio espectro y esterilizante



Altamente eficaz en la desinfección y esterilización en frío de instrumentos médicos y dentales, metálicos, objetos lisos, tubos de goma, catéteres e instrumentos ópticos.

Producto en base a glutaraldehído cuyo proceso químico activo le da la propiedad de ser fungicida, esporicida, tuberculicida, bactericida y virucida (VHI, hepatitis B y C).

Activación:

Deef-Glut puede ser activado total o parcialmente, según sea necesario, agregando proporcionalmente la cantidad de activador a la solución de Deef-Glut.

Para desinfectar se debe sumergir el instrumental limpio y seco durante 30 minutos, y para esterilizar en frío un tiempo de 12 horas