

Lima Reciproc

“One File Endo”



Fácil - Seguro - Ahorro de tiempo

Inspirados en la visión de encontrar una manera más fácil y segura para preparar un conducto radicular exitosamente y al mismo tiempo cumplir los requerimientos más altos de calidad, en VDW hemos desarrollado RECIPROC® con tecnología M-WIRE que nos permite trabajar con un material más flexible y resistente. Con RECIPROC® es posible preparar incluso conductos radiculares complejos utilizando un solo instrumento con movimiento recíproco, de manera simple, segura y rápida, obteniendo además un resultado previsible.

Instrumentos RECIPROC®

El sistema RECIPROC® ofrece tres tamaños de instrumentos para la preparación según los tipos de conductos radiculares. Los instrumentos RECIPROC® están listos para su utilización en un blíster estéril.

- Lima R25 para conductos estrechos.
- Lima R40 para conductos medianos
- Lima R50 para conductos amplios

Contamos también con conos de gutapercha y Guttafusion RECIPROC® para una obturación más precisa y confiable.



Para conductos estrechos

Reciproc R25 25mm / 31mm



Para conductos medianos

Reciproc R40 25mm



Para conductos amplios

Reciproc R50 25mm



REV181221

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodenal.cl ■ Web: www.exprodenal.cl