

# Spray HD MyCrown

## Para impresiones digitales con CAD/CAM MyCrown



### Descripción

El Spray HD de FONA le permitirá realizar impresiones digitales con MyCrown Scan. El producto está diseñado para un uso intraoral en dientes preparados y no preparados.

### Contenido

145 ml (hasta 10 aplicaciones por bote).

### Composición

Suspensión de pigmentos (dióxido de titanio/carbono) en etanol  
Propelente hidrofluorocarbonado  
Contiene sacarina sódica y aromatizantes artificiales