

Articulador 4000-S con arco standard



El Articulador 4000-S de BioArt tiene como objetivo reproducir las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas con las siguientes finalidades:

- Semi-ajustable / Arcon.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- Guía condílica curva.
- Regulación de ángulo de la guía condílica.
- Regulación de ángulo de Bennet.
- Utilizable en arco Standard o Elite.



El arco facial es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

El Arco Facial Standard no puede ser utilizado con los articuladores de la línea EVA.



Ampla
Visibilidad



Inclinación
en 45°



Abertura
en 180°



Placa de
montaje riel



Estuche
Exclusivo

REV180628

Santiago: Tel: (56-2) 2777 9994 ■ Concepción: Tel: (56-41) 285 3355

Temuco: Tel: (56-45) 299 5766 ■ CAD: Tel: (56-2) 2481 9704

e-Mail: info@exprodenal.cl ■ Web: www.exprodenal.cl